

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Hasil pemeriksaan sedimen eritrosit metode mikroskop digital berbasis kuvet dengan mikroskop manual memiliki kesesuaian baik, nilai Kappa 0,61
2. Hasil pemeriksaan sedimen leukosit metode mikroskop digital berbasis kuvet dengan mikroskop manual memiliki kesesuaian baik, nilai Kappa 0,65
3. Hasil pemeriksaan sedimen epitel metode mikroskop digital berbasis kuvet dengan mikroskop manual memiliki kesesuaian sedang, nilai Kappa 0,53
4. Hasil pemeriksaan sedimen silinder metode mikroskop digital berbasis kuvet dengan mikroskop manual memiliki kesesuaian sedang, nilai Kappa 0,57

7.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut berskala besar dan variabel sedimen urine yang lebih beragam perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil seperti preanalitik sampel.

Penelitian lebih lanjut menggunakan mikroskop fase kontras sebagai baku emas untuk menilai sensitivitas dan spesifisitas mikroskop digital berbasis kuvet.