

BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Kadar HbA1c yang diukur dengan metode *boronate affinity* POCT adalah 8,0% (1,7)
2. Kadar HbA1c yang diukur dengan metode *ion exchange-high performance liquid chromatography* adalah 8,3% (1,8)
3. Penelitian ini memberikan hasil tidak terdapat perbedaan kadar HbA1c antara metode *boronate affinity* POCT dengan metode *ion exchange-high performance liquid chromatography* pada pasien DM tipe 2 dengan kadar hemoglobin normal.

7.2 Saran

Penelitian lebih lanjut yang memisahkan kelompok pasien DM tipe 2 terkontrol dan DM tipe 2 tidak terkontrol.

